

## DCMTK - Bug #28

### Diverse Bugs in dcmqrscp

2006-08-02 00:00 - Marco Eichelberg

<b>Status:</b> Closed	<b>Start date:</b>
<b>Priority:</b> High	<b>Due date:</b>
<b>Assignee:</b>	<b>% Done:</b> 100%
<b>Category:</b>	<b>Estimated time:</b> 0:00 hour
<b>Target version:</b>	<b>Compiler:</b>
<b>Module:</b> dcmqrdb	
<b>Operating System:</b>	

#### Description

Mail von JR vom 2006-02-09:

Wenn ich mit storescu ein DICOM-Bild an den dcmqrscp schicke und dieser auf dem angegebenen AE Title nur lesenden Zugriff gewährt ("R" in Config-Datei), dann empfängt der dcmqrscp unkomprimierte Bilder trotzdem. Komprimierte (z.B. JPEG lossless) Bilder werden mit dem folgenden Hinweis (auf Seiten des storescu) abgelehnt:

```
unable to convert dataset from 'JPEG Lossless, Non-hierarchical, 1st  
Order Prediction' transfer syntax to 'LittleEndianExplicit'.
```

Natürlich habe ich die entsprechenden --prefer und --propose Optionen auf beiden Seiten gesetzt. Wenn der Zugriff "RW" lautet klappt es auch mit komprimierten Bildern.

#### History

**#1 - 2014-09-22 16:55 - Michael Onken**

- Private changed from No to Yes

**#2 - 2015-01-15 13:43 - Michael Onken**

- Private changed from Yes to No